



230000112241



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0424

中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

报告编号: 2026XDJ041-3

样品受理编号	2026XDJ041
样品中文名称	双极水功能水
送检单位	双极水(北京)医疗器材有限公司
检测类别	委托检验



说 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖印章无效，复印件无效。
- 三、如对本检验报告有异议，可在收到报告之日起 30 日内提出复核申请，逾期不予受理。
- 四、本检验报告及检验单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由检验机构存档。

检验机构联系地址：北京市亦庄经济技术开发区荣华南路 11 号

邮 政 编 码：100176

联 系 电 话：010-53897785

传 真：010-53897790





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0424

中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

样品受理编号：2026XDJ041

样品名称：双极水功能水	样品数量：12 瓶
委托单位：双极水（北京）医疗器材有限公司	规格或型号：220 mL/瓶
委托单位地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞大街 35 号院 1 号楼 2 层 221 室	生产日期或批号：20260312
生产单位：双极水（北京）医疗器材有限公司	接样日期：2026 年 03 月 19 日
样品性状：液体	检验日期：2026 年 03 月 23 日～ 2026 年 03 月 26 日
检测类型：委托检测	
检验项目：细菌菌落总数；真菌菌落总数；大肠菌群；铜绿假单胞菌（绿脓杆菌）；金黄色葡萄球菌；溶血性链球菌。	
检验依据：GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生标准》附录 A1；A2；B1；B2；B3；B4；B5；B6；B7。	

检验结论：

由双极水（北京）医疗器材有限公司送检的双极水功能水（样品批号：20260312），经检验，结果如下：

该样品细菌菌落总数 ≤ 10 CFU/mL，真菌菌落总数、大肠菌群、铜绿假单胞菌（绿脓杆菌）、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌均未检出。

[以下无正文]

签发人

（签名）

最终审核日期 2026 年 03 月 31 日

检测机构盖章





230000112241



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0424

第 2 页 共 2 页

中国检验检疫科学研究院综合检测中心
检验报告

样品受理编号：2026XDJ041

样品名称	双极水功能水	接样日期	2026 年 03 月 19 日
检测项目	微生物学指标检测	检测完成日期	2026 年 03 月 26 日

一、器材

1. 样品：双极水功能水（样品批号：20260312）。
2. 检测仪器：垂直流超净工作台（WS08Z065），恒温培养箱（WS06Z001）。
3. 试剂：生理盐水，中和剂（0.5%硫代硫酸钠、0.1%吐温 80 的生理盐水）、普通琼脂，沙氏琼脂培养基，乳糖胆盐发酵管，SCDLP 培养液，葡萄糖肉汤，血平板。

二、方法

1. 检测依据：GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生标准》附录 A、B。
2. 检测方法：无菌打开 2 个包装，从每个包装中取样，称取 10 mL 样品，加入到 200 mL 灭菌生理盐水（含中和剂）。上清液接种普通琼脂、沙堡琼脂平板，各接种 2 个平皿，每个平皿中加入 2 mL 样液，分别作细菌菌落计数、真菌菌落计数。另取样液 5 mL，接种至 50 mL 乳糖胆盐发酵管，作大肠菌群检测。取样液 5 mL 加入到 50 mL 沙堡弱液体培养基中，25°C±1°C 培养 72h。同时各取样液 5 mL，分别接种至 50 mL SCDLP 培养液、葡萄糖肉汤中，35°C±2°C 培养 18h~24h，然后将培养物分别划线接种血平板，35°C±2°C 培养 24h，分别检测绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌。
3. 检测条件：环境温度：23-24°C，相对湿度：13-15%。

三、结果

该样品卫生微生物学指标检测结果见附表。

附表 该样品微生物学指标检测结果

检测指标	实测值
细菌菌落总数	≤10 CFU/mL
真菌菌落总数(定性)	未检出
大肠菌群	未检出
铜绿假单胞菌(绿脓杆菌)	未检出
金黄色葡萄球菌	未检出
溶血性链球菌	未检出

四、结论

该样品细菌菌落总数≤10 CFU/mL，真菌菌落总数、大肠菌群、铜绿假单胞菌（绿脓杆菌）、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌均未检出。

[以下无正文]

审核人 王静

签发人 孙颖

最终审核日期 2026 年 03 月 31 日

