



171603100425
有效期 2023年7月30日

河南中科联创检测服务有限公司

Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd

检验报告

检验报告编号: B-XD-20210029 (1-1)
(inspection report)
样品名称: 双性水抑菌洗液
(Name of sample)
送检单位: 火人京创(北京)医疗器材有限公司
(Inspection Unit)

2021 年 05 月 20 日



河南
中科
联创



171603100425
有效期2023年7月30日

河南中科联创检测服务有限公司

检 验 报 告

第 1 页 / 共 4 页

样品受理编号: XD-20210029

样 品 名 称 双性水抑菌洗液

样 品 数 量 7 瓶

送 检 单 位 火人京创(北京)医疗器材有限公司

样 品 性 状 液体

生 产 单 位 蓝戈医药用品(北京)有限公司

接 样 日 期 2021 年 01 月 11 日

生产日期或批号 20210105

检 验 完 成 日 期 2021 年 05 月 20 日

规 格 或 型 号 260mL/瓶

检验依据

《含氯消毒剂卫生要求》GB/T 36758-2018、《消毒技术规范》(2002 年版)和《消毒剂稳定性评价方法》GB/T 38499-2020

评价依据

《消毒剂稳定性评价方法》GB/T 38499-2020 和《双性水抑菌洗液》Q/HRJC S 0201-2019

检验结论

1. 双性水抑菌洗液有效成分有效氯含量为52.5mg/L, 符合企业标准《双性水抑菌洗液》Q/HRJC S 0201-2019要求。
2. 双性水抑菌洗液pH值为5.52, 符合企业标准《双性水抑菌洗液》Q/HRJC S 0201-2019要求。
3. 双性水抑菌洗液经37℃±1℃恒温恒湿培养箱储存90d, 有效成分有效氯含量为44.8mg/L, 与稳定前含量52.5mg/L相比较, 有效成分含量下降率为14.7%, 符合《消毒剂稳定性评价方法》GB/T 38499-2020要求, 该产品贮存有效期为2年。

(以下空白)

签发人(签字)

最终审核日期 2021 年 05 月 20 日





171603100425
有效期2023年7月30日

河南中科联创检测服务有限公司

检 验 报 告

第 2 页/共 4 页

样品受理编号: XD-20210029

样 品 名 称 双性水抑菌洗液
检 验 项 目 有效氯含量测定

接 样 日 期 2021 年 01 月 11 日
检 验 完 成 日 期 2021 年 05 月 20 日

一、器 材

1. 样 品: 双性水抑菌洗液 (批号为20210105), 有效成分为有效氯。
2. 试验仪器: 玻璃滴定管。
3. 标准溶液: 硫代硫酸钠标准溶液浓度为0.1001mol/L (北京北方伟业计量技术研究院)。

二、方 法

1. 检验依据: 《含氯消毒剂卫生要求》GB/T 36758-2018。
2. 检验环境: 温度21℃, 相对湿度45%。

三、结 果

经对双性水抑菌洗液检测, 有效成分有效氯含量为 52.5mg/L (表 1)。

表 1 双性水抑菌洗液有效氯含量测定结果

样品批号	样品序号	含量 (mg/L)	含量均值 (mg/L)
20210105	1-1	52.52	52.5
	1-2	52.52	

四、结 论

双性水抑菌洗液有效成分有效氯含量为52.5mg/L, 符合企业标准《双性水抑菌洗液》Q/HRJC S 0201-2019 要求。

(以下空白)

签发人 (签字)

最终审核日期 2021 年 05 月 20 日





171603100425
有效期2023年7月30日

河南中科联创检测服务有限公司

检 验 报 告

第 3 页 / 共 4 页

样品受理编号: XD-20210029

样 品 名 称 双性水抑菌洗液

接 样 日 期 2021年01月11日

检 验 项 目 pH值测定

检 验 完 成 日 期 2021年05月20日

一、器 材

1. 样 品: 双性水抑菌洗液 (批号为20210105), 有效成分为有效氯。
2. 试验仪器: pH计 (型号: PHS-3C, 编号: ZK-L-048)。
3. 标准溶液: 磷酸盐缓冲液pH=6.86 (25℃)、邻苯二甲酸氢钾缓冲液pH=4.00 (25℃)、硼砂缓冲液pH=9.18 (25℃)。

二、方 法

1. 检验依据: 《消毒技术规范》(2002年版)。
2. 检验环境: 温度21℃, 相对湿度45%。

三、结 果

经对双性水抑菌洗液检测, pH值为5.52 (表2)。

表 2 双性水抑菌洗液 pH 值测定结果

样品批号	样品序号	pH值	pH值均值
20210105	1-1	5.52	5.52
	1-2	5.52	

四、结 论

双性水抑菌洗液pH值为5.52, 符合企业标准《双性水抑菌洗液》Q/HRJC S 0201-2019要求。

(以下空白)

签发人 (签字)

最终审核日期 2021 年 05 月 20 日





河南中科联创检测服务有限公司

检 验 报 告

第 4 页 / 共 4 页

样品受理编号: XD-20210029

样 品 名 称 双性水抑菌洗液
检 验 项 目 稳定性试验

接 样 日 期 2021 年 01 月 11 日
检 验 完 成 日 期 2021 年 05 月 20 日

一、器 材

1. 样 品: 双性水抑菌洗液 (批号为20210105), 有效成分为有效氯。
2. 试验仪器: 恒温恒湿培养箱 (型号: LHP-250, 编号: ZK-L-020)。

二、方 法

1. 检验依据: 《消毒剂稳定性评价方法》GB/T 38499-2020。
2. 检验环境: 温度23℃, 相对湿度44%。
3. 试验条件: 温度37℃±1℃, 时间为90d。

三、结 果

试验证明, 双性水抑菌洗液经 37℃±1℃恒温恒湿培养箱储存 90d, 有效成分有效氯含量为 44.8mg/L, 与稳定前含量 52.5mg/L 相比较, 有效成分含量下降率为 14.7% (表 3)。

表 3 双性水抑菌洗液有效氯含量稳定性试验结果

表 3 双性水抑菌洗液有效氯含量稳定性试验结果						
样品批号	样品序号	储存不同时间 (d) 有效氯含量 (mg/L)				下降率 (%)
		0		90		
		含量	均值	含量	均值	
20210105	1-1	52.52	52.5	44.85	44.8	14.7
	1-2	52.52		44.85		

四、结 论

双性水抑菌洗液经37℃±1℃恒温恒湿培养箱储存90d, 有效成分有效氯含量为44.8mg/L, 与稳定前含量52.5mg/L相比较, 有效成分含量下降率为14.7%, 符合《消毒剂稳定性评价方法》GB/T 38499-2020要求, 该产品贮存有效期为2年。

(以下空白)

签发人 (签字)

最终审核日期 2021 年 05 月 20 日

