



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0424

中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

报告编号: 2023XDJ036-1

样品受理编号

2023XDJ036

样品中文名称

双极水牙周护理液

送检单位

火人京创(北京)医疗器材有限公司

检测类别

委托检验



说 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖单位印章无效，复印件无效。
- 三、如对本检验报告有异议，可在收到报告之日起 30 日内提出复核申请，逾期不予受理。
- 四、本检验报告及检验单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由检验机构存档。

检验机构联系地址：北京市亦庄经济技术开发区荣华南路 11 号

邮 政 编 码：100176

联 系 电 话：010-53897785

传 真：010-53897790





中国认可
国际互认
检测
TESTING

第 1 页 共 2 页

中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

样品受理编号: 2023XDJ036

样品名称: 双极水牙周护理液	样品数量: 10 瓶
送检单位: 火人京创(北京)医疗器材有限公司	规格或型号: 500 mL/瓶
送检单位地址: 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药 产业基地天华街 2 号	生产日期或批号: 20230222
生产单位: 火人京创(北京)医疗器材有限公司	接样日期: 2023 年 02 月 24 日
样品性状: 无色透明液体	检验日期: 2023 年 03 月 16 日
检测类型: 委托检测	
检验项目: pH 值的测定。	

检验依据: 卫生部《消毒技术规范》(2002 年版) pH 计法 2.2.1.4

检验结论:

由火人京创(北京)医疗器材有限公司送检的双极水牙周护理液(样品批号: 20230222), 经检验, 结果如下:

该样品原液 pH 值为 5.92。

[以下无正文]

签发人

东 毅

最终审核日期 2023 年 3 月 20 日

检测机构盖章



中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

样品受理编号: 2023XDJ036

样品名称	双极水牙周护理液	接样日期	2023 年 02 月 24 日
检测项目	pH 值测定	检测完成日期	2023 年 03 月 16 日

一、器材

1. 样品: 双极水牙周护理液 (样品批号: 20230222)。
2. pH 计 (北京屹源电子仪器科技公司, F-50A)。
3. 邻苯二甲酸氢钾缓冲液 pH 4.00
4. 磷酸盐缓冲液 pH 6.86
5. 硼砂缓冲液 pH 9.18

二、方法

1. 检测依据: 卫生部《消毒技术规范》(2002 年版) 第 2.2.1.4 条。
2. 接通电源预热仪器数分钟, 调节零点和温度补偿, 选择 pH 4.00 的邻苯二甲酸氢钾缓冲溶液, pH 6.86 的磷酸盐缓冲溶液和 pH 9.18 的硼砂缓冲溶液对仪器进行校正。
3. 取该样品原液 30 mL 置于烧杯中, 将电极放置被测溶液中, 待显示值稳定后记录其 pH 值。
4. 取同批次样品 3 瓶, 每瓶重复测定 2 次。
5. 检测温度: 25°C; 检测相对湿度: 36%。

三、结果

经对该样品原液测试, pH 值平均值为 5.92 (见附表)。

附表 该样品原液 pH 值测试结果

样品批号	测试样品序号	pH 值	平均值
20230222	1	5.91	5.92
		5.92	
	2	5.92	
		5.91	
	3	5.92	
		5.92	

四、结论

经测定, 该样品原液 pH 值为 5.92。

[以下无正文]

审核人 王静

签发人 王静

最终审核日期 2023 年 3 月 20 日

检测机构盖章

检验检测专用章

(4)
17101010325729

检验检测专用章
(4)
17101010325729