



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0424

中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

报告编号: 2026XDJ041-2



样品受理编号

2026XDJ041

样品中文名称

双极水功能水

送检单位

双极水(北京)医疗器材有限公司

检测类别

委托检验

2026年03月31日



说 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖印章无效，复印件无效。
- 三、如对本检验报告有异议，可在收到报告之日起 30 日内提出复核申请，逾期不予受理。
- 四、本检验报告及检验单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由检验机构存档。

检验机构联系地址：北京市亦庄经济技术开发区荣华南路 11 号

邮 政 编 码：100176

联 系 电 话：010-53897785

传 真：010-53897790



230000112241



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0424

第 1 页 共 2 页

中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

样品受理编号：2026XDJ041

样品名称：双极水功能水	样品数量：12 瓶
委托单位：双极水（北京）医疗器材有限公司	规格或型号：220 mL/瓶
委托单位地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞大街 35 号院 1 号楼 2 层 221 室	生产日期或批号：20260312
生产单位：双极水（北京）医疗器材有限公司	接样日期：2026 年 03 月 19 日
样品性状：液体	检验日期：2026 年 03 月 25 日
检测类型：委托检测	
检验项目：有效氯。	
检验依据：《消毒技术规范》（2002 年版）2.2.1.2.1。	

检验结论：

由双极水（北京）医疗器材有限公司送检的双极水功能水（样品批号：20260312），经检验结果如下：

该样品原液的有效氯含量的平均值为 46.3 mg/L。

[以下无正文]

签发人

刘颖

最终审核日期 2026 年 03 月 31 日



中国检验检疫科学研究院综合检测中心
检验报告

样品受理编号：2026XDJ041

样品名称	双极水功能水	接样日期	2026 年 03 月 19 日
检测项目	有效氯含量测定	检测完成日期	2026 年 03 月 25 日

一、器材

1. 样品：双极水功能水（样品批号：20260312）。
2. 仪器设备：电子天平（编号：WS08Z037），碱式滴定管，碘量瓶，移液管，容量瓶、量筒等。
3. 试剂：2 mol/L 硫酸，100 g/L 碘化钾，0.5%淀粉溶液，0.1 mol/L 硫代硫酸钠滴定液。

二、方法

1. 检测依据：《消毒技术规范》（2002 年版）第 2.2.1.2.1 条。
2. 检测方法：滴定法。
3. 取同批样品 2 瓶，每瓶重复测定 2 次。
4. 检测温度：24℃；检测相对湿度：42%RH。

三、结果

经对该样品原液测试，有效氯含量的平均值为 46.3 mg/L（见附表）。

附表 该样品原液有效氯含量的测定结果

样品批号	测试样品序号	有效氯含量(mg/L)	平均值(mg/L)
20260312	1	46.22	46.3
		46.40	
	2	46.22	
		46.40	

四、结论

经测定，该样品原液有效氯含量的平均值为 46.3 mg/L。

[以下无正文]

审核人_____

签发人_____

最终审核日期 2026 年 03 月 31 日

检测机构盖章

