



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波海关技术中心

检验报告

检 验 报 告 编 号 201900004332M

样 品 名 称 双性水®抑菌洗液

送 检 单 位 火人京创（北京）医疗器材有限公司

检 验 类 别 委托检验

2020 年 01 月 09 日

宁波海关技术中心



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波海关技术中心
检验报告

样品受理编号: 1900088247

报告编号: 201900004332M 第 1 页/共 4 页

样 品 名 称	双性水®抑菌洗液	商 标	双性水®
送 检 单 位	火人京创(北京)医疗器材有限公司	样品数量及规格	520ml, 260ml/瓶
生 产 单 位	南京三盾药业有限公司	样 品 性 状	无色液体
生产日期或批号	20190430	接 样 日 期	2019-05-13
检 验 类 别	委托检验	检 验 完 成 日 期	2019-06-28

一、检验依据

1. 微生物指标: 一次性使用卫生用品卫生标准GB 15979-2002附录B。
2. 溶出性抑菌试验: 一次性使用卫生用品卫生标准GB 15979-2002附录C。

二、检验结论

1. 该双性水®抑菌洗液的微生物指标结果均符合《一次性使用卫生用品卫生标准GB 15979-2002》的要求。
2. 经 3 次重复试验, 结果表明该双性水®抑菌洗液对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌均有较强的抑菌作用。

备注: 1. 本报告代替 2019 年 07 月 02 日所发的 201900004332 报告, 原报告作废。

2. 样品名称由双性水®抑菌液变更为双性水®抑菌洗液。

此页以下空白

授权签字人



2020-01-09



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波海关技术中心 检验报告

样品受理编号: 1900088247

报告编号: 201900004332M 第 2 页/共 4 页

样品名称 双性水*抑菌洗液 接样日期 2019-05-13
检验项目 细菌菌落总数、大肠菌群、 检验完成日期 2019-06-28
绿脓杆菌、金黄色葡萄球
菌、溶血性链球菌、真菌菌
落总数

一、器材

试验样品: 双性水*抑菌洗液。

二、方法

1. 检测依据: 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 B。
2. 试验温度为: 19℃-21℃。

三、结果

双性水*抑菌洗液微生物指标结果

项目	结果
细菌菌落总数 (cfu/ml)	<4
大肠菌群	未检出
绿脓杆菌	未检出
金黄色葡萄球菌	未检出
溶血性链球菌	未检出
真菌菌落总数 (cfu/ml)	<4

四、结论

该双性水*抑菌洗液的微生物指标结果均符合《一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002》的要求。

此页以下空白

授权签字人



2020-01-09



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波海关技术中心 检验报告

样品受理编号: 1900088247

报告编号: 201900004332M 第 3 页/共 4 页

样 品 名 称 双性水®抑菌洗液 接 样 日 期 2019-05-13
检 验 项 目 溶出性抑菌性能(大肠杆菌)、溶出性抑菌性能(金黄色葡萄球菌)、溶出性抑菌性能(白色念珠菌) 检 验 完 成 日 期 2019-06-28

一、器材

1. 试验菌株: 大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC6538 由中国工业微生物菌种保藏管理中心提供, 第 4-8 代新鲜斜面培养物; 白色念珠菌 ATCC10231 由中国工业微生物菌种保藏管理中心提供, 第 5-6 代新鲜斜面培养物。
2. 试验样品: 双性水®抑菌洗液。

二、方法

1. 检测依据: 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 C。
2. 检测条件: 试验温度 19-21℃, 试验重复 3 次。

三、结果

经 3 次重复试验, 结果表明该试验样品对大肠杆菌作用 2min、5min、10min、20min 的抑菌率均值均>99.9%。见表 1。

表 1. 双性水®抑菌洗液对大肠杆菌的抑菌效果

试验菌株	平均对照回收菌落数	试验序号	作用不同时间 (min) 抑菌率 (%)			
			2	5	10	20
大肠杆菌	3.97×10^4 ($2.15 \times 10^4 \sim 6.86 \times 10^4$)	1	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9
		2	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9
		3	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9
		平均值	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9

经 3 次重复试验, 结果表明该试验样品对金黄色葡萄球菌作用 2min、5min、10min、20min 的抑菌率均值均>99.9%。见表 2。

表 2. 双性水®抑菌洗液对金黄色葡萄球菌的抑菌效果

试验菌株	平均对照回收菌落数	试验序号	作用不同时间 (min) 抑菌率 (%)			
			2	5	10	20
金黄色葡萄球菌	3.33×10^4 ($1.98 \times 10^4 \sim 4.19 \times 10^4$)	1	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9
		2	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9
		3	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9
		平均值	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9

此页以下空白



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波海关技术中心 检验报告

样品受理编号:1900088247

报告编号 201900004332M 第 4 页/共 4 页

经 3 次重复试验, 结果表明该试验样品对白色念珠菌作用 2min、5min、10min、20min 的抑菌率均值均>99.9%。见表 3。

表 3. 双性水®抑菌洗液对白色念珠菌的抑菌效果

试验菌株	平均对照回收菌落数	试验序号	作用不同时间 (min) 抑菌率 (%)			
			2	5	10	20
白色念珠菌	6.16×10^4 ($3.65 \times 10^4 \sim 8.83 \times 10^4$)	1	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9
		2	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9
		3	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9
		平均值	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9

四、结论

经 3 次重复试验, 结果表明该试验样品对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌均有较强的抑菌作用。

此页以下空白

授权签字人



2020-01-09