



170000128222



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波海关技术中心

检 验 报 告

检 验 报 告 编 号 201900004340M

样 品 名 称 双性水®抑菌洗液

送 检 单 位 火人京创（北京）医疗器材有限公司

检 验 类 别 委托检验

2020年 01 月 08 日

宁波海关技术中心





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波海关技术中心
检验报告

样品受理编号: 1900088276 报告编号: 201900004340M 第 1 页/共 2 页

样品名称	双性水®抑菌洗液	商 标	双性水®
送检单位	火人京创(北京)医疗器材有限公司	样品数量及规格	260ml, 260ml/瓶
生产单位	南京三盾药业有限公司	样品性状	无色液体
生产日期或批号	20190430	接样日期	2019-05-13
检验类别	委托检验	检验完成日期	2019-05-27

检验依据:

糖皮质激素: 消毒产品中糖皮质激素测定-液相色谱-串联质谱法 卫办监督(2009)56号附件1。

检验结论:

该样品所检的糖皮质激素为未检出。

备注: 1. 本报告代替2019年05月27日所发的201900004340报告, 原报告作废。
2. 样品名称由双性水®抑菌液变更为双性水®抑菌洗液。
3. 原宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心现改名为宁波海关技术中心。

授权签字人



2020-01-08

宁波海关技术中心
检验报告

样品受理编号: 1900088276 报告编号: 201900004340M 第 2 页/共 2 页

样品名称 双性水®抑菌洗液 接样日期 2019-05-13
检验项目 糖皮质激素 检验完成日期 2019-05-27

一、器材

1. 试验样品: 双性水®抑菌洗液, 批号: /。
2. 仪器设备: 液相色谱质谱联用仪, 型号为 AB SCIEX QTRAP 4500。
3. 试剂名称与级别: 甲醇 (色谱纯), 乙腈 (色谱纯)。
4. 标准品和标准溶液: 醋酸氢化可的松, 醋酸氟轻松, 醋酸可的松, 醋酸地塞米松, 醋酸泼尼松, 地塞米松, 纯度均≥99 %, 标准溶液中各糖皮质激素浓度为 4 ng/mL, 10 ng/mL, 50 ng/mL, 100 ng/mL, 200 ng/mL。

二、方法

1. 检测依据: 消毒产品中糖皮质激素测定-液相色谱-串联质谱法 卫监监督 (2009) 56 号附件1。

2. 检验环境温度 24.3 °C, 相对湿度 38 %。

三、结果

该样品所检的糖皮质激素为未检出, 结果列于表 1。

表 1 糖皮质激素测定结果

样品批号	检测项目	检测结果
/	地塞米松	未检出 (<0.004 mg/kg)
	泼尼松醋酸酯	未检出 (<0.05 mg/kg)
	可的松醋酸酯	未检出 (<0.04 mg/kg)
	氢化可的松醋酸酯	未检出 (<0.05 mg/kg)
	地塞米松醋酸酯	未检出 (<0.01 mg/kg)
	氟轻松醋酸酯	未检出 (<0.02 mg/kg)

四、结论

该样品所检的糖皮质激素为未检出。

授权签字人

2020-01-08