



240015349781

正本

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告

报告编号

J2420A00560

样品名称

双性水®抑菌洗液（通用名：无盐电解
水双生液 PEW）

送检单位

火人京创（北京）医疗器材有限公司

2024 年 03 月 29 日



240015349781

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告

样品受理编号: D240069A

检测报告编号: J2420A00560

第 1 页/共 3 页

双性水®抑菌洗液 (通用名: 无盐电解			
样品名称:	水双生液 PEW)	样品数量:	1 瓶
送检单位:	火人京创(北京)医疗器材有限公司	样品性状:	液体
生产单位:	河北质佳日化有限公司	生产日期:	2024.03.16
样品批号:	/	接样日期:	2024 年 03 月 27 日
样品规格或型号:	260ml/瓶	检测完成日期:	2024 年 03 月 29 日
检测项目:	有效氯含量; pH 值		

一、检测依据

1.有效氯含量:《消毒技术规范》(2002 年版) 2.2.1.2.1。

2.pH 值:《消毒技术规范》(2002 年版) 2.2.1.4。

二、检测结论

1.有效氯含量:

双性水®抑菌洗液 (通用名: 无盐电解水双生液 PEW) 的有效氯含量为 51.7mg/L。

2. pH 值:

双性水®抑菌洗液 (通用名: 无盐电解水双生液 PEW) 的 pH 值为 4.76。

——以下空白——

千一测评
Qianyi Testing and Evaluation

签发人:

张天龙

最终审核日期:

2024 年 03 月 29 日





240015349781

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告

样品受理编号: D240069A

检测报告编号: J2420A00560

第 2 页/共 3 页

样品名称: 双性水®抑菌洗液 (通用名: 无盐电解 接样日期: 2024 年 03 月 27 日)
水双生液 PEW)
检测项目: 有效氯含量 检测完成日期: 2024 年 03 月 29 日

一、器材

1. 试验样品名称: 双性水®抑菌洗液 (通用名: 无盐电解水双生液 PEW); 批号: /。
2. 仪器名称/型号/编号: 赛多利斯电子天平/SQP QUINTIX224-1CN/L-326。
3. 滴定管: 酸式滴定管 (25mL 0.1mL 分度)。
4. 滴定液: 硫代硫酸钠滴定液 (0.1094mol/L)。

二、方法

1. 检测依据: 《消毒技术规范》(2002 版) 2.2.1.2.1。
2. 检测依据中没有包括或需要特殊说明可能影响检测结果的问题。

三、结果

检测项目	检测值 (mg/L)	平均值 (mg/L)
有效氯含量	51.7	51.7
	51.7	

——以下空白——

千一测评
Qianyi Testing and Evaluation

签发人:

张天龙

最终审核日期:

2024 年 03 月 29 日





240015349781

辽宁千一测试评价科技发展有限公司

检验检测报告

样品受理编号: D240069A

检测报告编号: J2420A00560

第 3 页/共 3 页

样品名称: 双性水®抑菌洗液(通用名: 无盐电解 接 样 日 期 :

水双生液 PEW)

2024 年 03 月 27 日

检测项目: pH 值

检测完成日期: 2024 年 03 月 29 日

一、器材

1. 试验样品名称: 双性水®抑菌洗液(通用名: 无盐电解水双生液 PEW); 批号: /。

2. 仪器名称/型号/编号: 离子计/PXSJ-216 型/L-672。

3. 试剂名称: pH 缓冲剂

(1) 邻苯二甲酸氢钾标准缓冲液(pH4.00, 25°C);

(2) 磷酸盐标准缓冲液(pH6.88, 25°C);

(3) 硼砂标准缓冲液(pH9.23, 25°C)。

二、方法

1. 方法依据: 《消毒技术规范》(2002 版) 2.2.1.4。

2. 检测依据中没有包括或需要特殊说明可能影响检测结果的问题。

三、结果

检测项目	检测值	平均值
pH 值	4.76	4.76
	4.76	

——以下空白——

千一测评
Qianyi Testing and Evaluation

签发人:

张天龙

最终审核日期:

2024 年 03 月 29 日

